

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-DLL4 Para Wb, Elisa - Q9Nr61

Número de artículo: CM0019962



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DLL4 humano, validado para Western blotting y ELISA. Ideal para el estudio de la vía de señalización Notch, la angiogénesis y la neurogénesis. Presenta reactividad cruzada con DLL4 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DLL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DLL4, AOS6, hdelta2, proteína similar a delta 4
Especie	Humano
GeneID	54567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-524 de DLL4 humano (NP_061947.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo