


Anticuerpo Policlonal Anti-DLST Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36957

Número de artículo: CM0017037



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DLST validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con DLST humano, de ratón y de rata, una enzima clave del complejo deshidrogenasa de 2-oxoglutarato. Adecuado para estudios de succinilación mitocondrial y nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DLST Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DLTS; KGD2; PGL7; DLST
Especie	Humana
GeneID (humano)	1743
GeneID	1743
Inmunógeno	péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de DLST humano (NP_001924.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P36957
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo