


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dlst Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P36957

Número de artículo: CM0009383



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-DLST para Western blot, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas. Detecta una proteína de ~49 kDa, componente del complejo 2-oxoglutarato deshidrogenasa involucrado en el ciclo del TCA y la succinilación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DLST Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DLTS; KGD2; PGL7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1743
GeneID	1743
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P36957
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo