

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dlx2 Para Wb, Elisa - Q07687

Número de artículo: CM0025720

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DLX2 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. DLX2 es un factor de transcripción homeobox implicado en la diferenciación neuronal y el desarrollo craneofacial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLX2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TES1; TES-1; DLX2
Especie	Humano
ID de Gen	1746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 del DLX2 humano (NP_004396.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q07687
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo