

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dlx3 (Ai4, Tdo) Para Wb, Elisa - O60479

Número de artículo: CM0002227



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra DLX3 humano (Proteína homeobox DLX-3). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en regulación transcripcional y desarrollo dental.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | DLX3 Ac. m. de Conejo                                                                                          |
| Observaciones/Alias           | AI4; TDO; DLX3                                                                                                 |
| Especie                       | Humano                                                                                                         |
| GeneID                        | 1747                                                                                                           |
| Inmunógeno                    | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 188-287 de DLX3 humano (O60479) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                         |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                       |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                  |
| SWISS                         | O60479                                                                                                         |
| Peso Molecular de la Proteína | 32kDa                                                                                                          |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                 |