


Anticuerpo Policlonal Anti-Dmap1 Para Wb, Elisa - Q9Npf5

Número de artículo: CM0019433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DMAP1 (EAF2, SWC4), validado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. DMAP1 es un regulador de la transcripción y modificador de la cromatina. Peso 53 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DMAP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55929
ID del Gen	55929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-305 de DMAP1 humano (NP_061973.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPF5
Peso de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo