


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dmap1 Para Wb, Elisa - Q9Npf5

Número de artículo: CM0002176



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-DMAP1 adecuado para WB y ELISA, dirigido contra la proteína 1 asociada a la ADN metiltransferasa 1 humana (Q9NPF5). Componente clave del complejo de histona acetiltransferasa NuA4 involucrado en la transcripción, la reparación del ADN y la apoptosis. Suministro a granel para el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Anti-DMAP1 de Conejo
Observaciones/Alias	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55929
ID del Gen	55929
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPF5
Peso de la Proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo