


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dmd Para Wb, If-P, Elisa - P11532

Número de artículo: CM0029745



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DMD validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la distrofina, un ancla del citoesqueleto de 427 kDa esencial para la integridad del sarcolema muscular. Adecuado para la investigación de enfermedades neuromusculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DMD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1756
ID de Gen	1756
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 3414-3685 del DMD humano (NP_003997.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11532
Peso Proteico	427kDa
Envío	Bolsa de hielo