

## Anticuerpo Policlonal Anti-Dmp1 Para Wb Y Elisa - Q13316

Número de artículo: CM0021994

### Introducción

El anticuerpo policlonal anti-DMP1 (Q13316) de CamelBio está diseñado para aplicaciones de WB y ELISA, dirigido a DMP1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la diferenciación de osteoblastos y la biomineralización.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DMP1 Rabbit pAb                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 1758                                                                                                               |
| GeneID              | 1758                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del DMP1 humano (NP_004398.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                |
| SWISS               | Q13316                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                     |