

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dmp1 Para Wb Y Elisa - Q13316

Número de artículo: CM0016047

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la fosfoproteína ácida 1 de la matriz dentinaria humana (DMP1; también conocida como DMP-1, ARHP). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la diferenciación de osteoblastos y la biomineralización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DMP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1758
ID de Gen	1758
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 254-513 de DMP1 humana (NP_004398.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13316
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo