


Anticuerpo Monoclonal Anti-Dmt1/Slc11A2 Para Wb - P49281

Número de artículo: CM0004956



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DMT1/SLC11A2 (DMT1, NRAMP2), validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige al transportador de metales divalentes esencial para la homeostasis del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DMT1/SLC11A2 Conejo mAb
Observaciones/Alias	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	4891
ID del Gen	4891
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de DMT1/SLC11A2 humano (NP_000608.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49281
Peso Molecular de la Proteína	61KDa/62KDa/64KDa/65KDa
Envío	Bolsa de hielo