


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dmt1/Slc11A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49281

Número de artículo: CM0017346



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DMT1/SLC11A2 (NRAMP2) humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de transporte y homeostasis del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DMT1/SLC11A2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4891
ID de gen	4891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-63 de DMT1/SLC11A2 humano (NP_001167597.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49281
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo