


Anticuerpo Policlonar De Conejo Anti-Dmtf1 Para Wb, Elisa - Q9Y222

Número de artículo: CM0023121



Introducción

Anticuerpo policlonar de conejo dirigido a la DMTF1 humana, un factor de transcripción de tipo Myb que se une a la ciclina D involucrado en la parada del ciclo celular y la supresión tumoral. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigación en cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DMTF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DMP1, DMTF, MRUL, hDMP1, DMTF1
Especie	Humana
GeneID	9988
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 561-760 de la DMTF1 humana (NP_066968.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q9Y222
Peso Molecular	84kDa
Envío	Bolsa de hielo