

Anticuerpo Monoclonal Anti-Adn Ligasa I Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18858

Número de artículo: CM0005218



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo frente a ADN Ligasa I humana, validado para transferencia Western, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en reparación del ADN, replicación y recombinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADN Ligasa I mAb de conejo
Observaciones/Alias	LIG1; IMD96; hLig1; ADN Ligasa I
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-91 de la ADN Ligasa I humana (P18858).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18858
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo