

Anticuerpo Monoclonal Anti-Adn Ligasa Iii/Lig3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49916

Número de artículo: CM0006790



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la ADN Ligasa III/LIG3 humana (P49916). Confirmado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en reparación del ADN y enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADN Ligasa III/LIG3 Anticuerpo monoclonal de conejo (mAb)
Observaciones/Alias	LIG2; MTDPS20; LIG3alfa; ADN Ligasa III/LIG3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3980
GeneID	3980
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de la ADN Ligasa III/LIG3 humana (NP_039269.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49916
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo