

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adn Ligasa Iii/Lig3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49916

Número de artículo: CM0013372



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ADN ligasa III (LIG3/LIG2) para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta proteínas humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la reparación del ADN, la reparación por escisión de bases mitocondriales y MTDP520.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ADN ligasa III/LIG3
Observaciones/alias	LIG2; MTDP520; LIG3alpha; ADN ligasa III/LIG3
Especie	Humana
GeneID (humano)	3980
GeneID	3980
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 254-460 de la ADN ligasa III/LIG3 humana (NP_039269.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P49916
Peso molecular	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo