

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adn Ligasa Iii/Lig3 Para Wb, Ip, Elisa - P49916

Número de artículo: CM0019806



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la ADN ligasa 3 (LIG3) humana para WB, IP, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación en reparación del ADN y reparación mitocondrial de bases excisas. Peso molecular: 113 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADN ligasa III/LIG3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LIG2; MTDP520; LIG3alpha; ADN ligasa III/LIG3
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3980
GeneID	3980
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 730-1009 de la ADN ligasa III/LIG3 humana (NP_039269.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49916
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo