


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ligasa De Adn Iv Para Wb, Elisa - P49917

Número de artículo: CM0003250



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la ligasa de ADN IV humana (LIG4), validado para Western blot y ELISA. Esencial para estudios de reparación de ADN por NHEJ y recombinación V(D)J, con un peso molecular de 104 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | DNA Ligase IV Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | LIG4S; DNA Ligase IV                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                      |
| ID de gen (Humano)  | 3981                                                                                                                                        |
| ID de gen           | 3981                                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 504-685 de la ligasa de ADN IV humana (P49917) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                      |
| SWISS               | P49917                                                                                                                                      |
| Peso de la proteína | 104kDa                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                              |