


Anticuerpo Policlonal Anti-Dna-Pkcs Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78527

Número de artículo: CM0016481



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad catalítica de DNA-PK humana (PRKDC). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Adecuado para la investigación de reparación de daños en el ADN, unión de extremos no homólogos y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNA-PKcs Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5591
GeneID	5591
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 3993-4128 del DNA-PKcs humano (NP_008835.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78527
Peso Proteico	469kDa
Envío	Bolsa de hielo