


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adn-Pkcs Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P78527

Número de artículo: CM0003774



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra ADN-PKcs humano (SWISS: P78527). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de reparación de daños del ADN y señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ADN-PKcs
Observaciones/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPK1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5591
GeneID	5591
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 3993-4128 de ADN-PKcs humano (NP_008835.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78527
Peso de la proteína	469 kDa
Envío	Bolsa de hielo