


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dna-Pkcs Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Número de artículo: CM0030923



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína humana DNA-PKcs (PRKDC). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación de la reparación del daño en el ADN y la señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNA-PKcs Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNP1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5591
GeneID	5591
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P78527
Peso Proteico	469kDa
Envío	Bolsa de hielo