

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Polimerasa De Dna Beta Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06746

Número de artículo: CM0007541



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Polimerasa de DNA beta, adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Detecta la proteína de 38kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Un reactivo clave para la investigación de reparación por escisión de bases.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Polimerasa de DNA beta Conejo mAb
Observaciones/Alias	POLB; polimerasa de DNA beta; DNA Polymerase beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5423
GeneID	5423
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 236-335 de la Polimerasa de DNA beta humana (P06746)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06746
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo