

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Polimerasa De Adn Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06746

Número de artículo: CM0020779



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que se dirige a la polimerasa de ADN beta humana (POLB). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta muestras humanas y de ratón. Inmunógeno recombinante. Ideal para estudios de reparación por escisión de bases y daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KO] Polimerasa de ADN beta Conejo pAb
Observaciones/Alias	POLB; ta
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5423
ID de Gen	5423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-335 de la polimerasa de ADN beta humana (NP_002681.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06746
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo