

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Subunidad 4 De La Adn Polimerasa Delta (Pold4/P12) Para Wb, Elisa - Q9Hcu8

Número de artículo: CM0026168



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad 4 de la ADN polimerasa delta humana (POLD4/p12), adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Útil para investigar la replicación y reparación del ADN y la estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	POLD4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p12; POLD5; POLD4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57804
ID de Gen	57804
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de POLD4 humana (NP_066996.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCU8
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo