


Anticuerpo Policlonal Anti-Adn Polimerasa Eta Para Wb - Q9Y253

Número de artículo: CM0019777



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ADN polimerasa eta humana (POLH), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de síntesis translésica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADN polimerasa eta Conejo pAb
Observaciones/Alias	XPV; XP-V; RAD30; RAD30A; ADN polimerasa eta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5429
GeneID	5429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 322-520 de la ADN polimerasa eta humana (NP_006493.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y253
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo