

Anticuerpo Monoclonal Anti-Adn Polimerasa Gamma Para Wb, Elisa - P54098

Número de artículo: CM0002489

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la ADN Polimerasa gamma humana (POLG). Validado para Western blot y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón. Reactivo esencial para estudios sobre replicación y reparación del ADN mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADN Polimerasa gamma Rabbit mAb
Notas / Alias	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDP54A; MTDP54B; ADN Polimerasa gamma
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5428
ID del gen	5428
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54098
Peso de la proteína	140 kDa
Envío	Bolsa de hielo