


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adn Polimerasa Gamma Para Wb, Elisa - P54098

Número de artículo: CM0027605



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la ADN Polimerasa gamma humana (POLG). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para investigación de replicación del ADN mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADN Polimerasa gamma pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; ADN Polimerasa gamma
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5428
GeneID	5428
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-720 de la ADN Polimerasa gamma humana (NP_002684.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54098
Peso Proteico	140kDa
Envío	Bolsa de hielo