

Anticuerpo Policlonal Anti-Polimerasa De Adn Kappa (Polk) Para Wb Y Elisa - Q9Ubt6

Número de artículo: CM0018713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la polimerasa de ADN kappa humana (POLK, DINP, DINB1). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a la proteína de reparación de ADN de síntesis translesional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	POLK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DINP; POLQ; DINB1; POLK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51426
GeneID	51426
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de POLK humana (NP_057302.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBT6
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo