

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adn Topoisomerasa I (Top1) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P11387

Número de artículo: CM0015030



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ADN topoisomerasa I humana (TOP1) para aplicaciones WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Detecta una proteína de 91 kDa involucrada en la topología del ADN y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADN topoisomerasa I (TOP1) pAb de conejo
Observaciones/Alias	TOPI; ADN topoisomerasa I (TOP1)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	7150
GeneID	7150
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de TOP1 humana (NP_003277.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11387
Peso de la proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo