

Anticuerpo Policlono Anti-Adn Topoisomerasa Ii Alfa (Top2A) Para If/Icc Y Elisa - P11388

Número de artículo: CM0013197



Introducción

Anticuerpo policlono de conejo dirigido a la ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A) humana, validado para IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigación en cáncer y biología celular, reconoce una proteína de 174 kDa. - P11388

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A)
Observaciones/Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A)
Especie	Humano
ID del Gen	7153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1314-1503 de la ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A) humana (NP_001058.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11388
Peso de la Proteína	174 kDa
Envío	Bolsa de hielo