


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adn Topoisomerasa Ii Alfa (Top2A) Para Wb - P11388

Número de artículo: CM0012077



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A) humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación del ciclo celular, cromatina y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A) Ac. m. Conejo
Observaciones/Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alfa; ADN topoisomerasa II alfa (TOP2A)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7153
GeneID	7153
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1432-1531 de la ADN topoisomerasa II alfa humana (TOP2A) (P11388).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11388
Peso Proteico	174kDa/178kDa/179kDa/183kDa
Envío	Bolsa de hielo