

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnaja1 [Validado Mediante Ko] Para Wb, If/Icc, Elisa - P31689

Número de artículo: CM0016910



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNAJA1, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de apoptosis, chaperonas y transporte de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] pAb de conejo contra DNAJA1
Observaciones/Sinónimos	DJ-2; DjA1; HDJ2; HSDJ; HSJ2; HSJ-2; HSPF4; NEDD7; hDJ-2; A1
Especie	Humano
GeneID	3301
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 178-397 de DNAJA1 humano (NP_001530.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P31689
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo