


Anticuerpo Policlonal Anti-Dnaja2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60884

Número de artículo: CM0030888



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DNAJA2 humano (miembro 2 de la subfamilia A de homólogos de DnaJ). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de chaperonas y plegamiento proteico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJA2 pAb de conejo
Notas/Alias	DJ3, CPR3, DJA2, DNAJ, DNJ3, RDJ2, HIRIP4, PRO3015, DNAJA2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10294
ID de Gen	10294
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 233-412 de DNAJA2 humano (NP_005871.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60884
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo