

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnajb11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubs4

Número de artículo: CM0014266

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al DNAJB11 humano (ERdj3), un co-chaperón del RE. Validado para WB, IHC-P, ELISA, y reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de plegamiento de proteínas y estrés del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJB11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DJ9; EDJ; Dj-9; ERj3; PKD6; ABBP2; ERdj3; ERj3p; ABBP-2; UNQ537; PRO1080; DNAJB11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51726
ID de Gen	51726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 89-358 del DNAJB11 humano (NP_057390.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBS4
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo