


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnajb12 Para Wb Y Elisa - Q9Nxxw2

Número de artículo: CM0014141



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNAJB12, una cochaperona implicada en el plegamiento de proteínas, ERAD y la maduración de canales de potasio. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNAJB12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DJ10; DNAJB12
Especie	Humano
GeneID	54788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-409 de DNAJB12 humano (NP_060096.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXW2
Peso molecular de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo