

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnajb14 Para Wb Y Elisa - Q8Tbm8

Número de artículo: CM0027345

Introducción

DNAJB14 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido contra la proteína humana DNAJB14, una co-chaperona para el control de calidad de proteínas y la maduración de canales iónicos. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de estrés del RE e infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJB14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EGNR9427; PRO34683; DNAJB14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79982
GeneID	79982
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de DNAJB14 humana (NP_001026893.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TBM8
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo