

Anticuerpo Monoclonal Anti-Dnajb1/Hsp40 () Para Citometría De Flujo Intracelular - P25685

Número de artículo: CM0008471



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra DNAJB1/HSP40 humano. Validado para citometría de flujo intracelular, ideal para estudiar el plegamiento de proteínas mediado por chaperonas y la respuesta al choque térmico. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano DNAJB1/HSP40 mAb
Observaciones/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3337
ID de Gen	3337
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 241-340 del DNAJB1/HSP40 humano (NP_006136.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25685
Peso Proteico	27kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo