

Anti-Dnajb6 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75190

Número de artículo: CM0027078



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a DNAJB6, una chaperona implicada en neurodegeneración y enfermedades musculares. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de agregación proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNAJB6 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DJ4, MRJ, Dnaj, HSJ2, HHDJ1, HSJ-2, MSJ-1, LGMD1D, LGMD1E, LGMDD1, DNAJB6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10049
ID del gen	10049
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 177-326 de la DNAJB6 humana (NP_490647.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75190
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo