


Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajb9 Para Wb Y Elisa - Q9Ubs3

Número de artículo: CM0027557



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el DNAJB9 humano (ERdj4), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de chaperonas del retículo endoplásmico y UPR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJB9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MDG1, ERdj4, MDG-1, MST049, MSTP049, DNAJB9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4189
ID de Gen	4189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-223 del DNAJB9 humano (NP_036460.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UBS3
Peso Proteico	26kDaDa
Envío	Bolsa de hielo