

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnajc10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ixb1

Número de artículo: CM0012965

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el DNAJC10 humano (ERdj5), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar el control de calidad de proteínas del RE, ERAD y la señalización de estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJC10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JPD1; MTHr; ERdj5; PDIA19; DNAJC10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54431
GeneID	54431
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 614-793 del DNAJC10 humano (NP_061854.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IXB1
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo