

Anticuerpo Monoclonal Anti-Dnajc12 Para Wb, Elisa - Q9Ukb3

Número de artículo: CM0002756



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DNAJC12 humano, apto para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón. Una herramienta para investigar las funciones de cochaperona y la hiperfenilalaninemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNAJC12 mAb de conejo
Observaciones/Alias	JDP1; HPANBH4; DNAJC12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56521
GeneID	56521
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 99-198 de DNAJC12 humano (Q9UKB3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Ratón
SWISS	Q9UKB3
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo