

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dnajc15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5T4

Número de artículo: CM0012394

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra DNAJC15 humano (MCJ) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para estudios de la cadena respiratoria mitocondrial y transporte de proteínas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | DNAJC15 Rabbit mAb                                                                                                |
| Observaciones/Alias | MCJ; HSD18; DNAJD1; DNAJC15                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 29103                                                                                                             |
| GeneID              | 29103                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-150 de DNAJC15 humano (Q9Y5T4). |
| Origen              | Conejo                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                               |
| SWISS               | Q9Y5T4                                                                                                            |
| Peso proteico       | 16kDa                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                    |