

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dnajc18 Para Wb, Elisa - Q9H819

Número de artículo: CM0021444

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al DNAJC18 humano (homólogo de DnaJ, subfamilia C miembro 18). Validado para WB y ELISA, reconoce proteínas humanas y de rata. Interviene en la penetración de la membrana del retículo endoplásmico por poliomavirus durante la infección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJC18 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DNAJC18
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	202052
ID de Gen	202052
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-350 del DNAJC18 humano (NP_689899.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H819
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo