

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajc19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Número de artículo: CM0025825

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el DNAJC19 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce el DNAJC19 (TIM14) humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de importación mitocondrial y remodelación de cardiolipina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJC19 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	131118
ID de Gen	131118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-116 del DNAJC19 humano (NP_660304.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96DA6
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo