

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajc19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Número de artículo: CM0017582

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DNAJC19/TIM14, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de importación de proteínas mitocondriales y remodelación de cardiolipina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNAJC19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Especie	Humana
ID del gen (humano)	131118
ID del gen	131118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-116 de DNAJC19 humano (NP_660304.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q96DA6
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo