


Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajc2 Para Wb, Elisa - Q99543

Número de artículo: CM0028636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el DNAJC2 humano (ZRF1, MPP11). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudios de chaperonas y regulación de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZRF1; ZUO1; MPP11; MPHOSPH11; DNAJC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27000
GeneID	27000
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 del DNAJC2 humano (NP_055192.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99543
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo