


Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajc5 Para Wb Y Elisa - Q9H3Z4

Número de artículo: CM0018359



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DNAJC5 humano (CSP/CLN4) para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 1-198). Para investigación en neurociencia y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJC5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSP; NCL; CLN4; CLN4B; DNAJC5A; mir-941-2; mir-941-3; mir-941-4; mir-941-5; DNAJC5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	80331
ID de Gen	80331
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 del DNAJC5 humano (NP_079495.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H3Z4
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo