

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajc7 Para Wb, Elisa - Q99615

Número de artículo: CM0029414

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DNAJC7, validado para Western blot y ELISA en muestras humanas. Ideal para la investigación de co-chaperonas y el plegamiento de receptores de esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNAJC7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DJ11; DJC7; TPR2; TTC2; DNAJC7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7266
GeneID	7266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-380 de la DNAJC7 humana (NP_003306.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q99615
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo