

## Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajc9 Para Wb, Elisa - Q8Wxx5

Número de artículo: CM0020438



### Introducción

Validado con Western blot y ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo se dirige al DNAJC9 humano, un co-chaperón dual de histonas y de choque térmico. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata; ideal para la investigación de ensamblaje de nucleosomas y chaperones.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado KO] DNAJC9 pAb de Conejo                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | JDD1; SB73; HDJC9; C9                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 23234                                                                                                                               |
| GeneID              | 23234                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del DNAJC9 humano (NP_056005.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | Q8WXX5                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 30kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |