

Anticuerpo Policlonal Anti-Dnajc9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx5

Número de artículo: CM0013943



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-DNAJC9 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Objetivo del chaperón de histonas y co-chaperón de HSP70 humano, ideal para la investigación sobre el ensamblaje de nucleosomas y el choque térmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNAJC9 Conejo pAb
Observaciones/Alias	JDD1; SB73; HDJC9; DNAJC9
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23234
ID de gen	23234
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del DNAJC9 humano (NP_056005.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WXX5
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo